



VEGET STREAM

VEGET **STREAM** 549,- € incl. MwSt

Chip Cards

BioWave, BW können umprogrammiert werden auf VEGET-Software.

Integrierte TESLASPULENTECHNIK

Die im VEGET STREAM verbaute Teslaspulentechnologie sorgt dafür, dass der aus dem Gerät fließende Strom transformiert wird und dadurch gezielter wirkt.


VEGET **STREAM** Programme NEU

IM GERÄT INTEGRIERTE PROGRAMME:

7-20-7-20-7
 Dauerzapp 1 Std.
 BODY REG
 Chakra
 EM-A
 Entspannung
 MÜD
 WELL
 Rife Uni
 BK 3,92 Hz
 BK 2007
 Plate
 Zappicator

PROGRAMME AUF MITGELIEFERTER BER-CARD:

7-20-7-20-7
 Dauerzapp 1 Std.
 SMF
 GRP
 SNP
 MER
 BK 3,92 Hz



TECHNISCHE FEATURES DES VEGET STREAM

LCD-ANZEIGE

Das Display zeigt Ihnen:

- den Namen des Programmes, das Sie gewählt haben
- den Frequenzablauf, der gerade läuft (bei Chipcards)
- die Ausgangs-Spannung, die Sie von 1 bis 15 Volt regeln können
- die verbleibende Behandlungszeit (countdown)
- den Batteriestand

REGELBARE SPANNUNG

Obwohl das Gerät als Stromquelle eine 9V-Batterie hat, liegt am Ausgang eine regelbare Spannung von 1-15 Volt. So können Sie die Stärke gemäß Ihrer individuellen Empfindlichkeit einstellen.

AUTOMATISCHE KONTAKTKONTROLLE

Vor dem Start jedes Programmes überprüft das System, ob ausreichend Kontakt mit dem Körper vorhanden ist. Die Qualität des Kontaktes wird zwischen 0 und 180 angezeigt.

WEITER WELLENLÄNGEN-BEREICH

Der VEGET STREAM kann Frequenzen von 1 Hertz (Schwingung pro Sekunde) bis 2,5 Millionen Hertz (MegaHertz) erzeugen.

HOHE FREQUENZ-GENAUIGKEIT

Die Geräte arbeiten mit einer Genauigkeit von 0,01%, das entspricht 100 ppm. Auch beim Offset.

WELLENFORM RECHTECK

Sie können wählen zwischen positiv/negativ oder rein im positiven Bereich. Das Zapper-Programm hat 0,25 V Mindestspannung.

DATEN

Ausgangs-Spannung: 1-15 Volt (+/- 10%) regelbar
Stromaufnahme: ca. 10 mA
Maße 142x82x24 mm, Gewicht 150g

SICHERHEIT

Die Anschlüsse sind aus Sicherheitsgründen so konstruiert, dass ein versehentliches Einstecken der Griffe oder Manschetten in die Steckdose (z.B. durch Kinder) unmöglich ist.

AUSSTATTUNG DER VEGET-ZAPPER

Alle VEGET-Geräte erhalten Sie im stabilen Koffer, mit:

- Handgelenk-Manschetten, auch für das Zappen nach Beck geeignet
- reißfesten Kabeln
- Batterie 9V
- ausführliche Bedienungsanleitung
- Klebe-Elektroden

HINWEIS ZU UNSEREN PRODUKTEN

Beim Einsatz sämtlicher Produkte des Bio-Frequenz-Centers werden keine Heilversprechen abgegeben.

Die hier getroffenen Aussagen zur gezielten Frequenztherapie, sowie die dazugehörigen Produkte beruhen auf alternativ-medizinischen Erkenntnissen, die von der Schulmedizin nicht anerkannt werden. Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit sowie Anwendungen der hier aufgeführten Produkte ersetzen keine Behandlung durch einen Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker.

Für die Benutzung und die Wahl der richtigen Anwendung ist der Nutzer verantwortlich.



Bio-Frequenz-Center • Brigitte Schmalzl • Pfarrer-Bodden-Str. 20 • 50181 Bedburg
Tel: +49 (0)2272 90 51 58 • Fax: +49 (0)2272 90 51 59
Email: kunden@bio-frequenz-center.de • www.Bio-Frequenz-Center.de